

Все продукты получены из отборных штаммов *S. cerevisiae*, не содержат ГМО и ингредиентов животного происхождения; некоторые продукты доступны в двух формах: порошок и микрогранулы; микрогранулы не пылят; растворимость — аналогична порошку.

Пептон дрожжевой Springer HYP-A

Получен ферментативным гидролизом дрожжевых белков; отвечает высоким требованиям по чистоте, с низким содержанием эндотоксинов, обогащен средней длины и короткоцепочечными пептидами; специально для роста и экспрессии, где требуется высокое содержание пептидов с цепочкой аминокислот средней длины.

HYP-A.1000ф	Пептон дрожжевой Springer HYP-A, порошок, 1 кг	48=
HYP-A.5000	Пептон дрожжевой Springer HYP-A, порошок, 5 кг	227=
HYP-A.20000	Пептон дрожжевой Springer HYP-A, порошок, 20 кг	782=



Дрожжевой экстракт Springer 0207

Из автолизата отборных штаммов дрожжей, выращенных на мелассе; для широкого круга ферментативных процессов и приготовления сред; высококачественный источник аминокислот, пептидов, витаминов и необходимых элементов; повышенное содержание аминного азота.

0207/0-MG-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), микрогранулы, 25 кг	495=
0207/0-MG-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), микрогранулы, 5 кг	116=
0207/0-MG-L.0500ф	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), микрогранулы, 500 г	14=
0207/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), порошок, 25 кг	495=
0207/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), порошок, 5 кг	116=
0207/0-PW-L.0500ф	Дрожжевой экстракт Springer 0207 (тип В), порошок, 500 г	14=

Дрожжевой экстракт Springer 0251

Дрожжевой экстракт Springer 0251 из автолизата отборных штаммов дрожжей, выращенных на мелассе; для широкого круга ферментативных процессов и приготовления сред; высококачественный источник аминокислот, пептидов, витаминов и необходимых элементов.

0251/0-MG-L.20000	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), микрогранулы, 20 кг	412=
0251/0-MG-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), микрогранулы, 5 кг	120=
0251/0-MG-L.0500ф	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), микрогранулы, 500 г	15=
0251/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), порошок, 25 кг	515=
0251/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), порошок, 5 кг	120=
0251/0-PW-L.0500ф	Дрожжевой экстракт Springer 0251 (тип D), порошок, 500 г	15=

Дрожжевой экстракт Springer 0701

Ультрафильтрованный экстракт первичных дрожжей, производится из автолизата отборных штаммов дрожжей, выращенных на мелассе; отвечает высоким требованиям по чистоте с низким содержанием эндотоксинов; для производства вакцин и клеточных культур.

0701/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 0701, ультрафильтр., порошок, 25 кг	3641=
0701/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0701, ультрафильтр., порошок, 5 кг	847=
0701/0-PW-L.0500ф	Дрожжевой экстракт Springer 0701, ультрафильтр., порошок, 500 г	102=

Дрожжевой экстракт Springer 0905

Из отборных штаммов дрожжей; для промышленной ферментации; источник аминокислот, пептидов и необходимых элементов.

0905/0-PW-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0905, порошок, 1 кг	по запросу
0905/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0905, порошок, 5 кг	по запросу
0905/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 0905, порошок, 25 кг	по запросу
0905/0-MG-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0905, микрогранулы, 1 кг	по запросу
0905/0-MG-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 0905, микрогранулы, 5 кг	по запросу
0905/0-MG-L.20000	Дрожжевой экстракт Springer 0905, микрогранулы, 20 кг	по запросу

Цены указаны в евро по состоянию на 01.03.2015 г.



Дрожжевой экстракт Springer 2506

Производится ферментативным гидролизом дрожжей, выращенных на мелассе; обогащен нуклеотидами из РНК дрожжевых клеток; для производства экстракта использовались ферменты микробиологического и растительного происхождения; специально для роста и экспрессии, где требуется высокое содержание нуклеотидов и пептидов.

2506/0-MG-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Springer 2506, микрогранулы, 1 кг	по запросу
2506/0-MG-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 2506, микрогранулы, 5 кг	по запросу
2506/0-MG-L.25000	Дрожжевой экстракт Springer 2506, микрогранулы, 25 кг	по запросу



Дрожжевой экстракт Springer 4101

Производится из автолизата отборных штаммов дрожжей, выращенных на мелассе; обогащен эквивалентом глутатиона; подходит для широкого круга ферментативных процессов; высококачественный источник аминокислот, пептидов, витаминов и необходимых элементов.

4101/0-PW-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Springer 4101, порошок, 1 кг	по запросу
4101/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Springer 4101, порошок, 5 кг	по запросу
4101/0-PW-L.20000	Дрожжевой экстракт Springer 4101, порошок, 20 кг	по запросу

Дрожжевой экстракт Pronal 5041

Из автолизата отборных штаммов дрожжей; для широкого круга ферментативных процессов; источник аминокислот, пептидов, витаминов и необходимых элементов; с повышенным содержанием общего азота.

5041/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Pronal 5041, порошок, 25 кг	по запросу
5041/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Pronal 5041, порошок, 5 кг	по запросу
5041/0-PW-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Pronal 5041, порошок, 1 кг	по запросу

Дрожжевой экстракт Pronal 5043

Производится из автолизата отборных штаммов дрожжей; для широкого круга ферментативных процессов; источник аминокислот, пептидов, витаминов и необходимых элементов.

5043/0-PW-L.25000	Дрожжевой экстракт Pronal 5043, порошок, 25 кг	по запросу
5043/0-PW-L.5000ф	Дрожжевой экстракт Pronal 5043, порошок, 5 кг	по запросу
5043/0-PW-L.1000ф	Дрожжевой экстракт Pronal 5043, порошок, 1 кг	по запросу



Цены указаны в евро по состоянию на 01.03.2015 г.

**Другие компоненты и готовые среды
со склада и на заказ,
в мелких и крупных упаковках, для лабораторий и производств на
www.dia-m.ru**

- Агары, желатин, **казаминовые кислоты**, пептоны/триптоны казеиновые, пептоны/экстракты мясные, пептоны соевые, экстракты солодовые, **молоко сухое**, крахмал картофельный...
- БСА, гепарин, глицерин, масло минеральное, лимонная кислота, яблочная кислота, **маннит**, сорбит, адонит, декстран, дульцит, инозитол, салицин, эскулин...
- **Сахара**: арабиноза, глюкоза, галактоза, мальтоза, манноза, рамноза, раффиноза, сахароза, трегалоза, фруктоза...
- **Соли**: ТРИС Trizma, фосфаты, нитраты, хлориды, ацетаты, калия, натрия, кальция, **мочевина**...
- **Аминокислоты**: аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин, цистеин...
- **Антибиотики и витамины**: пенициллин, канамицин, никотинамид, рибофлавин, тиамин гидрохлорид, фолиевая кислота...
- **Индукторы и индикаторы**: бриллиантовый крезиловый, бромкрезоловый пурпурный, крезоловый красный, **ИПТГ**, X-Gal...
- **Детергенты**: Твин (полисорбат), 7х, SDS, ПЭГ, поливинилпирролидон, сапонин, цетилпиридиний, цетилтриметиламмоний...
- **Среды**: L, LB (Lennox, Miller), Min, M9, Brain Heart Infusion, Select, 2xYT, NZCYM, NZYM, APS, SOB, Terrific L...

Специальные цены для оптовых заказов!

Скидки для регулярных заказов!

Специальная программа поставки в течении 5 дней по заранее согласованному графику поставок!

Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru



Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
Оренбургский
тракт, 20
тел./факс:
(843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru