

Рабочие станции для создания анаэробных условий

ДИАМ
современная лаборатория



Станции для создания анаэробных условий предназначены для проведения микробиологических работ с чувствительными к присутствию кислорода микроорганизмами — факультативными и облигатными анаэробами, микроаэрофилами.

- Полностью интегрированная система контроля газов и мониторинг уровня CO₂.
- Контроль и калибровка датчиков O₂ и CO₂, контроль температуры и влажности.
- Возможность быстрого и удобного доступа к рабочей станции.
- Усовершенствованная конструкция воздухопроводов и операционная система прямого доступа.
- Дополнительный порт дает возможность полного доступа ко всему пространству.
- Система регистрации данных USB с 3-месячным хранением данных.
- Цветной сенсорный дисплей.

Опции: система мониторинга и сигнализации H₂, порт для введения единичного образца, система фильтрации HEPA, педаль блокировки, система регистрации данных, вакуумная всасывающая труба, дополнительные кабельные порты, сигнализация низкого давления (доп. баллон), съемная передняя панель.



2 порта

YY-S/M

- 300 чашек Петри (90 мм)
- 420x500x460 мм
- 96,6 л

YY-L

- 380 чашек Петри (90 мм)
- 420x800x460 мм
- 154,6 л

YY-XL

- 550 чашек Петри (90 мм)
- 550x760x570 мм
- 238,3 л

Создание анаэробных условий за 20–30 минут.

3 порта

- Большой объем
- Дополнительный порт дает возможность полного доступа ко всему пространству

YY-TM

- 800 чашек Петри (90 мм)
- 550x1100x570
- 344,8 л

Создание анаэробных условий за 35–40 минут.

4 порта

- Две отдельные камеры, с одним контроллером и общим шлюзом.
- Разные условия газового состава

YY-D (Dual)

- 380 чашек Петри (90 мм)
- 420x800x460 мм
- 154,6 л

YY-XD (Dual)

- 550 чашек Петри (90 мм)
- 550x760x570 мм
- 238,3 л

Создание анаэробных условий за 25–30 минут.

Серия YY-Plus включает аналогичные модели, но с цветным сенсорным дисплеем, датчиком кислорода для мониторинга атмосферы рабочей станции в режиме реального времени, системой регистрации данных USB.

Области применения: научно-исследовательские лаборатории, клиническая диагностика, безопасность пищевой продукции, молочная, пивоваренная и фармацевтическая промышленность, очистка сточных вод, нефтяная промышленность и др.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

