

Шкафы для хранения и утилизации ЛВЖ и других опасных жидкостей

ДИА-М
современная лаборатория

Duperthal

Шкафы **Classic Line 90** для хранения ЛВЖ с защитой от открытого огня в течение 90 минут

Шкафы и тумбы **Classic Line 90** и **UTS Ergo Line 90** гарантированно устойчивы к действию открытого огня в течение 90 минут.

- Автоматическое закрывание дверей в случае пожара;
- эквипотенциальные зажимы на крышке для обеспечения заземления;
- вентиляционные отверстия на каждом уровне;
- штуцеры на крышке для подсоединения к вытяжной системе;
- контроллеры выбрасываемого воздуха (опция);
- специальный механизм позволяет легко открывать двери одной рукой (опция);
- ширина шкафов – от 600 до 1200 мм; высота – от 1400 до 2000 мм;
- ширина тумб – от 600 до 1400 мм; высота – 630 мм;
- тележка для перевозки (опция).



Шкафы **Acid Line** для хранения негорючих коррозионных и едких веществ

Шкафы и тумбы **ACID Line** сконструированы для безопасного хранения высоко коррозионных и едких веществ.

- Штуцеры на крышке для подсоединения к вытяжной системе;
- контроллеры выбрасываемого воздуха (опция);
- легкодоступные для осмотра вентиляционные отверстия;
- габариты шкафов – 600 x 660 x 2040 мм;
- ширина тумб – 560 или 1100 мм; глубина – 600 или 660 мм; высота – 635 мм.



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ■ ПЛАСТИК ■ СТЕКЛО ■ РЕАКТИВЫ ■ НАБОРЫ

www.dia-m.ru
заказ онлайн

Автоматический шкаф-тумба **Disposal UTS ergo Line 90** для утилизации ЛВЖ и других опасных жидких отходов с защитой от огня в течение 90 минут



Тумбы **Disposal UTS ergo Line 90** для утилизации и хранения опасных горячих жидких отходов устроены таким образом, что горючие отходы через специальную воронку и систему слива поступают непосредственно в огнеустойчивый отсек (устойчивость к огню – 90 мин). Установив такую тумбу под столешницей вытяжного шкафа, например, вы собираете опасные отходы непосредственно в канистру в огнезащитной тумбе без дополнительного переливания их вручную.



Встроенный монитор отображает скорость потока выбрасываемого воздуха, уровень жидкости; обеспечивает визуальный и звуковой сигнал тревоги; сохраняет в памяти последние 50 сообщений об ошибках.

- Автоматическое закрывание дверей в случае пожара;
- эквипотенциальные зажимы для обеспечения заземления;
- дверь, поддоны и внешний каркас выполнены из стали с проводящей порошковой окраской, что позволяет уменьшить образование статического электричества;
- две электробезопасные канистры из проводящего пластика на 10 литров с датчиком уровня;
- система управления расходами растворителей в лаборатории (опция);
- ширина шкафов – 600 или 1200 мм; глубина – 600 мм; высота – 2000 или 2080 мм.



Шкаф **Disposal Line 90** для сбора и временного хранения большого объема отработанных опасных жидкостей (до 120 л), которые сливаются через безопасные воронки, выполненные из нержавеющей стали.

- Устойчивость к огню в течение 90 минут;
- автоматическое закрывание дверей в случае пожара;
- эквипотенциальные зажимы на крышке для обеспечения заземления;
- дверь, поддоны и внешний каркас выполнены из стали с проводящей порошковой окраской, что позволяет уменьшить образование статического электричества;
- встроенный контроллер выбрасываемого воздуха;
- ширина шкафов – 1195 или 595 мм; глубина – 595 мм; высота – 2080 мм.

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru