

Assist, Серия пипеток

ОПИСАНИЕ

Серия пипеток Assist – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и 12 каналов) пипетки выпускаются в четырёх диапазонах устанавливаемого объёма от 0,5 до 10 мкл, от 5 до 10 мкл, от 20 до 200 мкл или от 20 до 300 мкл.

Пипетки оснащены аналоговым счетчиком, указывающим отмеряемую дозу жидкости. Изменение объема достигается путем поворота воротка в кнопке пипетирования, либо путем вращения в нужном направлении черного калибровочного воротка регулирования объема. Диапазон объемов, которые можно отмерять с помощью пипетки обозначен на клавише пипетирования.

Особенности:

- Эргономичный дизайн и облегченный вес
- Исключительная точность и воспроизводимость дозирования
- Устойчивый к УФ и полностью автоклавируемый корпус
- Пипетки на 5 и 10 мл укомплектованы фильтрами, защищающими поршень от агрессивных веществ
- Доступны 8- и 12-канальные пипетки
- Цветовая кодировка пипеток для быстрого определения нужного объема
- Регулируемая высота сбрасывателя наконечников - совместимость с наконечниками разных производителей
- Система двойного настраивания объема, как с использованием устройства, расположенного в корпусе дозатора, так и с помощью вращения круглой кнопки для пипетирования.
- Мягкая система пружин позволяет осуществлять точное дозирование с гораздо меньшим усилием

Предназначение пипеток в зависимости от объема:

- 2 - 10 µl
Измерение, перенос, малых количеств делений ДНА и определение ферментов.
- 10 - 1000 µl
Измерение, перенос, водных, кислотных и щелочных растворов.
- 5000 - 10000 µl
Измерение, перенос больших объемов.

Одноканальные пипетки - Макс. объем

AP2 - 2µl
AP10 - 10µl
AP20 - 20µl
AP50 - 50µl
AP100 - 100µl
AP200 - 200µl
AP250 - 250µl
AP1000 - 1000µl
AP5000 - 5000µl
AP10000 - 10000µl

8 канальные пипетки - Макс. объем

AP8-10 - 8 x 10µl
AP8-50 - 8 x 50µl
AP8-200 - 8 x 200µl
AP8-300 - 8 x 300µl



КАТ. HOMEР

Adjustable volume pipettes - Single channel	Пипетки переменного объема - одноканальные
BS-010501	AP2 -- 0.1-2 µl
BS-010502	AP10 -- 0.5-10 µl
BS-010503	AP20 -- 2-20 µl
BS-010504	AP50 -- 5-50 µl
BS-010505	AP100 -- 10-100 µl
BS-010506	AP200 -- 20-200 µl
BS-010507	AP250 -- 50-250 µl
BS-010508	AP1000 -- 100-1000 µl
BS-010509	AP5000 -- 500-5000 µl
BS-010510	AP10000 -- 1000-10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Пипетки переменного объема - 8 канальные
BS-010511	AP8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010513	AP8-50 -- 5-50 µl
BS-010515	AP8-200 -- 20-200 µl

12 канальные пипетки - Макс. объем

AP12-10 - 12 x 10µl
AP12-50 - 12 x 50µl
AP12-200 - 12 x 200µl
AP12-300 - 12 x 300µl

Комплекты

AP10, AP20, AP200, AP1000
AP10, AP100, AP1000, AP5000

BS-010517	AP8-300 -- 50-300 µl
Adjustable volume pipettes - 12 channels	Пипетки переменного объема - 12 канальные
BS-010512	AP12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010514	AP12-50 -- 5-50 µl
BS-010516	AP12-200 -- 20-200 µl
BS-010518	AP12-300 -- 50-300 µl
Sets	Комплекты
BS-010519	AP10, AP20, AP200, AP1000, , линейный штатив - 4 места, демо наконечники
BS-010520	AP10, AP100, AP1000, AP5000, линейный штатив - 4 места, демо наконечники



Универсальный штатив
BS-010523

Универсальный штатив
(фиксированный) для 8
пипеток



Штатив-карусель
BS-010522

Штатив-карусель
(вращающаяся) для 6 пипеток



Линейный штатив
BS-010524
1 место



Линейный штатив
BS-010525
4 места



10 мкл наконечники с фильтром
BHZ01R1W-FS

Наконечники изготовлены из
высококачественного
медицинского
полипропилена, а
фильтрующий элемент – из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, обладающего
хорошей гидрофобностью.



200 мкл наконечники с
фильтром
BHZ03R1W-FS

Наконечники изготовлены из
высококачественного
медицинского
полипропилена, а
фильтрующий элемент – из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, обладающего
хорошей гидрофобностью.



1000 мкл наконечники с
фильтром
BHZ05R1W-FS

Наконечники изготовлены из
высококачественного
медицинского
полипропилена, а
фильтрующий элемент – из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, обладающего
хорошей гидрофобностью.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

